

Артикул	Бренды	Название	Описание
multisizer-4e	Beckman Coulter [29565]	Счетчик Культера Multisizer 4e	<p>Предназначен для определения размера и количества частиц. Это точный и гибкий прибор для характеристики частиц с непревзойденным диапазоном измерений (0,2 – 1600 мкм). Полученные данные обрабатываются с помощью запатентованной технологии обработки цифровых сигналов и после анализа могут быть сохранены и повторно проанализированы. Эта технология обеспечивает ультравысокое разрешение и точность, недостижимые при использовании любых других технологий: детекция 1 частицы в 1 мл образца при идеальной настройке прибора. При этом результаты анализа не зависят от формы, структуры и оптических свойств частиц</p>
LS-13-320-XR	Beckman Coulter [29565]	Лазерный дифракционный анализатор размера частиц LS 13 320 XR	<p>Лазерный дифракционный анализатор размера частиц Beckman Coulter LS 13 320 XR предназначен для измерения частиц по размерам в сухом порошке либо частиц, суспендированных в жидкой среде, на основе принципа светорассеяния. В комплекте с прибором идет программное обеспечение.</p>