

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-040108-AAG	Biosan [29569]	Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-1	Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-1 предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул.
BS-040120-A02	Biosan [29569]	Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-2i	Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-2i предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывки клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.