

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-060102-AAI	Biosan [29569]	Inteliwasher - Промыватель планшетов автоматический 3D-IW8	Прибор представляет собой полностью программируемое промывочное устройство для 96-ти луночных планшетов и держателя слайдов с биочипами «Fast Frame Multi-Slide Plate». Регулировка параметров заливки, замачивания, аспирации и встряхивания даёт возможность легко настроить систему как для обработки текущих типовых программ, так и для выполнения более сложных задач.
BS-060106-AAI	Biosan [29569]	Автоматический промыватель планшетов IW-8	IW-8 — автоматическое промывающее устройство для планшетов, предназначенное для отмывки 96-луночных планшетов при проведении ИФА. Имеет три канала для промывочных растворов и одну емкость для слива, снабженные весовым датчиком определения степени заполнения емкости.
BS-060106-ATW	Biosan [29569]	Автоматический промыватель планшетов Аквамарин	Аквамарин — автоматическое промывающее устройство, предназначенное для отмывки 96-луночных планшетов при проведении ИФА. Имеет три канала для промывочных растворов и одну емкость для слива, снабженные весовым датчиком контроля степени заполнения емкости.