

Артикул	Бренды	Название	Описание
5055074	SCIEX [125]	Биологический анализатор C100HT	<p>Биологический анализатор SCIEX C100HT представляет собой высокопроизводительную платформу для скрининга гликанов, использующую заполненный буфером мультикапиллярный картридж, позволяющий конечным пользователям обрабатывать сотни образцов в день. Прибор позволяет лабораториям не только обрабатывать большое количество образцов, но и ускорять анализ данных, что позволяет принимать решения о выборе клонов и оптимизации клеточных линий в режиме реального времени. Удобное в использовании программное обеспечение упрощает анализ полученных данных.</p>