

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-010425-A01	Biosan [29569]	CO2-инкубатор S-Bt Smart Biotherm	CO ₂ -инкубатор Biosan S-Bt Smart Biotherm предназначен для решения повседневных задач культивирования клеток.
9040-0190-1	Biosan [29569]	CO2-инкубатор C 150	CO ₂ -инкубатор Biosan C 150 предназначен для решения повседневных задач культивирования клеток: обеспечивает отсутствие контаминации благодаря стерилизации горячим воздухом при 180 °C и постоянному значению pH, поскольку используется бездрейфовая инфракрасная измерительная система CO ₂ .
9040-0187-8	Biosan [29569]	CO2-инкубатор CB 53	CO ₂ -инкубаторы с функцией стерилизации горячим воздухом и стерилизуемым датчиком CO ₂ . BINDER CB подходит для любых чувствительных задач инкубации и гарантирует наилучший рост клеток. Без проблем производится выращивание даже сложных композиций при культивации клеток и индивидуальных сред в гипоксических условиях благодаря многочисленным дополнительным опциям и аксессуарам этого инкубатора BINDER.
9040-0135-01	Biosan [29569]	CO2-инкубатор CB 150	CO ₂ -инкубаторы с функцией стерилизации горячим воздухом и стерилизуемым датчиком CO ₂ . BINDER CB подходит для любых чувствительных задач инкубации и гарантирует наилучший рост клеток. Без проблем производится выращивание даже сложных композиций при культивации клеток и индивидуальных сред в гипоксических условиях благодаря многочисленным дополнительным опциям и аксессуарам этого инкубатора BINDER.

9040-0183-86	Biosan [29569]	CO2-инкубатор CB 210	CO ₂ -инкубаторы с функцией стерилизации горячим воздухом и стерилизуемым датчиком CO ₂ . BINDER CB подходит для любых чувствительных задач инкубации и гарантирует наилучший рост клеток. Без проблем производится выращивание даже сложных композиций при культивации клеток и индивидуальных сред в гипоксических условиях благодаря многочисленным дополнительным опциям и аксессуарам этого инкубатора BINDER.
9040-0193	Biosan [29569]	CO2-инкубатор C 210	CO ₂ -инкубатор Biosan C 210 предназначен для решения повседневных задач культивирования клеток: обеспечивает отсутствие контаминации благодаря стерилизации горячим воздухом при 180 °C и постоянному значению pH, поскольку используется бездрейфовая инфракрасная измерительная система CO ₂ .
BS-CBF	Biosan [29569]	CO2-инкубаторы серии CBF	Инкубатор BINDER CBF — это камера серии CB с регулировкой влажности. Поэтому она подходит для особенно сложных задач инкубации и гарантирует стабильные результаты в том числе и при проведении тестовых анализов с применением пластинок с микролунками. В этом инкубаторе BINDER можно без каких-либо проблем выращивать даже сложные композиции в рамках культивации клеток, а также индивидуальные среды в гипоксических условиях благодаря многочисленным опциям и аксессуарам.