

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-050102-AAF	Biosan [29569]	Денситометр DEN-1	Денситометр DEN-1 предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,3–5,0 единиц МакФарланда (McF) (100 x 10 ⁶ –150 x 10 ⁷ клеток/мл).
BS-050104-AAF	Biosan [29569]	Денситометр DEN-1B	Денситометр DEN-1B предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180x10 ⁷ клеток/мл).