

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-050108-A02	Biosan [29569]	Спектрофотометр HiPo MPP-96	Микропланшетный спектрофотометр Biosan HiPo MPP-96 – это компактное, настольное устройство для замера результатов ИФА и микробиологических исследований в 96-луночных микропланшетах. Фотометр управляется через компьютер, данные тоже выводятся на компьютере. Устройство поставляется со специальным программным обеспечением QuantAssay.
den-600	Biosan [29569]	Фотометр DEN-600	DEN-600 — компактный портативный фотометр с питанием от аккумулятора. Длина волны оптики — 600 нм, которая нужна для: метода ОП600, оценивающего общее количество клеток, метод измерения мутности Макфарланда (McF), метода анализа Брэдфорда (измерение концентрации белков).