

Артикул	Бренды	Название	Описание
9020-0320	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF 115	Серия KBF Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера BINDER серии KBF специально создана для проведения безусловно надежных исследований стабильности при точном поддержании постоянных климатических условий. При этом она отвечает всем важнейшим требованиям - от программирования до документирования.
9020-0322	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF 240	Серия KBF Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера BINDER серии KBF специально создана для проведения безусловно надежных исследований стабильности при точном поддержании постоянных климатических условий. При этом она отвечает всем важнейшим требованиям - от программирования до документирования.
9020-0324-5	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF 720	Серия KBF Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера BINDER серии KBF специально создана для проведения безусловно надежных исследований стабильности при точном поддержании постоянных климатических условий. При этом она отвечает всем важнейшим требованиям - от программирования до документирования.
9020-0326	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF 1020	Серия KBF Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера BINDER серии KBF специально создана для проведения безусловно надежных исследований стабильности при точном поддержании постоянных климатических условий. При этом она отвечает всем важнейшим требованиям - от программирования до документирования.
9020-0328	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF P 240	Серия KBF P Климатические камеры постоянных условий с источником освещения по нормам ICH. Климатическая камера постоянных условий KBF P с освещением по нормам ICH является специалистом в области испытаний на светостойкость и гарантирует однозначные результаты испытаний в соответствии с директивой ICH Q1B. В то же время, световые кассеты с гибким позиционированием обеспечивают равномерные условия освещенности.

9020-0330	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF P 720	Серия KBF P Климатические камеры постоянных условий с источником освещения по нормам ICH. Климатическая камера постоянных условий KBF P с освещением по нормам ICH является специалистом в области испытаний на светостойкость и гарантирует однозначные результаты испытаний в соответствии с директивой ICH Q1B. В то же время, световые кассеты с гибким позиционированием обеспечивают равномерные условия освещенности.
9020-0332	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF LQC 240	Серия KBF LQC Климатические камеры постоянных условий с источником освещения по нормам ICH и контролем экспозиции. Особое достоинство шкафов BINDER серии KBF LQC - защищенный патентами метод фотометрии для испытаний на светостойкость. Два сферических датчика с трехмерными шаровыми головками управляют интенсивностью УФ-А излучения и видимым светом. Когда достигнута необходимая интенсивность света, камера автоматически отключается.
9020-0334	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF LQC 720	Серия KBF LQC Климатические камеры постоянных условий с источником освещения по нормам ICH и контролем экспозиции. Особое достоинство шкафов BINDER серии KBF LQC - защищенный патентами метод фотометрии для испытаний на светостойкость. Два сферических датчика с трехмерными шаровыми головками управляют интенсивностью УФ-А излучения и видимым светом. Когда достигнута необходимая интенсивность света, камера автоматически отключается.
9020-0341	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KMF 115	Серия KMF Климатические камеры постоянных условий с расширенным диапазоном температур / влажности. Камера BINDER KMF обеспечивает абсолютно неизменные условия в течение всего периода испытаний. Большим преимуществом этой климатической камеры постоянных условий является занимаемая ей площадь, а также универсальность в отношении водоснабжения. Ее широкий диапазон значений температуры и влажности сделал эту камеру специалистом в области испытаний под нагрузкой.

9020-0343	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KMF 240	Серия KMF Климатические камеры постоянных условий с расширенным диапазоном температур / влажности. Камера BINDER KMF обеспечивает абсолютно неизменные условия в течение всего периода испытаний. Большим преимуществом этой климатической камеры постоянных условий является занимаемая ей площадь, а также универсальность в отношении водоснабжения. Ее широкий диапазон значений температуры и влажности сделал эту камеру специалистом в области испытаний под нагрузкой.
9020-0345	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KMF 720	Серия KMF Климатические камеры постоянных условий с расширенным диапазоном температур / влажности. Камера BINDER KMF обеспечивает абсолютно неизменные условия в течение всего периода испытаний. Большим преимуществом этой климатической камеры постоянных условий является занимаемая ей площадь, а также универсальность в отношении водоснабжения. Ее широкий диапазон значений температуры и влажности сделал эту камеру специалистом в области испытаний под нагрузкой.
9020-0370-1	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF-S 115	Серия KBF-S Solid.Line Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера Solid.Line KBF-S представляет собой решение, разработанное специально для проведения долговременных испытаний и ускоренных исследований стабильности фармацевтических продуктов в соответствии с директивой ICH Q1A. Устойчивое к коррозии и свободное от конденсата внутреннее пространство даже при полной загрузке обеспечивает поддержание гомогенной температуры и влажности.
9020-0366	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF-S 240	Серия KBF-S Solid.Line Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера Solid.Line KBF-S представляет собой решение, разработанное специально для проведения долговременных испытаний и ускоренных исследований стабильности фармацевтических продуктов в соответствии с директивой ICH Q1A. Устойчивое к коррозии и свободное от конденсата внутреннее пространство даже при полной загрузке обеспечивает поддержание гомогенной температуры и влажности.

9020-0368	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF-S 720	Серия KBF-S Solid.Line Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера Solid.Line KBF-S представляет собой решение, разработанное специально для проведения долговременных испытаний и ускоренных исследований стабильности фармацевтических продуктов в соответствии с директивой ICH Q1A. Устойчивое к коррозии и свободное от конденсата внутреннее пространство даже при полной загрузке обеспечивает поддержание гомогенной температуры и влажности.
9020-0372	Binder [29566]	Климатическая камера постоянных условий KBF-S 1020	Серия KBF-S Solid.Line Климатические камеры постоянных условий с широким диапазоном температур и влажности. Камера Solid.Line KBF-S представляет собой решение, разработанное специально для проведения долговременных испытаний и ускоренных исследований стабильности фармацевтических продуктов в соответствии с директивой ICH Q1A. Устойчивое к коррозии и свободное от конденсата внутреннее пространство даже при полной загрузке обеспечивает поддержание гомогенной температуры и влажности
9020-0374	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МК 56	Серия МК Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры. Камера BINDER серии МК подходит для любых испытаний с нагревом и охлаждением в диапазоне от -40 °С до 180 °С. МК при проведении испытаний на циклическое воздействие температур является разумной альтернативой дорогостоящим индивидуальным решениям.
9020-0375	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МК 115	Серия МК Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры. Камера BINDER серии МК подходит для любых испытаний с нагревом и охлаждением в диапазоне от -40 °С до 180 °С. МК при проведении испытаний на циклическое воздействие температур является разумной альтернативой дорогостоящим индивидуальным решениям.

9020-0376	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МК 240	Серия МК Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры. Камера BINDER серии МК подходит для любых испытаний с нагревом и охлаждением в диапазоне от -40 °С до 180 °С. МК при проведении испытаний на циклическое воздействие температур является разумной альтернативой дорогостоящим индивидуальным решениям.
9020-0377	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МК 720	Серия МК Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры. Камера BINDER серии МК подходит для любых испытаний с нагревом и охлаждением в диапазоне от -40 °С до 180 °С. МК при проведении испытаний на циклическое воздействие температур является разумной альтернативой дорогостоящим индивидуальным решениям.
9020-0317	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKF 56	Серия MKF Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKF идеально подходит для любого испытания на морозостойкость или теплостойкость по распространенным стандартам испытания температуры и климата согласно DIN и IEC. Камеры удобны в эксплуатации, широкий набор принадлежностей стандартной комплектации будет весьма полезным в работе.
9020-0207	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKF 115	Серия MKF Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKF идеально подходит для любого испытания на морозостойкость или теплостойкость по распространенным стандартам испытания температуры и климата согласно DIN и IEC. Камеры удобны в эксплуатации, широкий набор принадлежностей стандартной комплектации будет весьма полезным в работе.

9020-0208	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKF 240	Серия MKF Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKF идеально подходит для любого испытания на морозостойкость или теплостойкость по распространенным стандартам испытания температуры и климата согласно DIN и IEC. Камеры удобны в эксплуатации, широкий набор принадлежностей стандартной комплектации будет весьма полезным в работе.
9020-0210	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKF 720	Серия MKF Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKF идеально подходит для любого испытания на морозостойкость или теплостойкость по распространенным стандартам испытания температуры и климата согласно DIN и IEC. Камеры удобны в эксплуатации, широкий набор принадлежностей стандартной комплектации будет весьма полезным в работе.
9020-0385	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKT 115	Серия MKT Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с расширенным низкотемпературным диапазоном. Работа в диапазоне температур от -70 °C до 180 °C, с преимуществом естественного моделирования, сделали камеру серии MKT от BINDER столь уникальной. При этом данная камера для моделирования условий окружающей среды отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к точности и мощности при испытаниях на циклическое воздействие температур.

9020-0386	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKT 240	Серия MKT Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с расширенным низкотемпературным диапазоном. Работа в диапазоне температур от -70 °C до 180 °C, с преимуществом естественного моделирования, сделали камеру серии MKT от BINDER столь уникальной. При этом данная камера для моделирования условий окружающей среды отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к точности и мощности при испытаниях на циклическое воздействие температур.
9020-0387	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKT 720	Серия MKT Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с расширенным низкотемпературным диапазоном. Работа в диапазоне температур от -70 °C до 180 °C, с преимуществом естественного моделирования, сделали камеру серии MKT от BINDER столь уникальной. При этом данная камера для моделирования условий окружающей среды отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к точности и мощности при испытаниях на циклическое воздействие температур.
9020-0211	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKFT 115	Серия MKFT Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности и расширенным низкотемпературным диапазоном. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKFT специализируется на динамической смене климата в диапазоне температур от -70 °C до 180 °C. Благодаря большим резервам мощности и быстрому охлаждению она стала изделием экстра-класса для сложных стандартизированных климатических испытаний.

9020-0212	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МКФТ 240	Серия МКФТ Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности и расширенным низкотемпературным диапазоном. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии МКФТ специализируется на динамической смене климата в диапазоне температур от -70 °С до 180 °С. Благодаря большим резервам мощности и быстрому охлаждению она стала изделием экстра-класса для сложных стандартизированных климатических испытаний.
9020-0228	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МКФТ 720	Серия МКФТ Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности и расширенным низкотемпературным диапазоном. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии МКФТ специализируется на динамической смене климата в диапазоне температур от -70 °С до 180 °С. Благодаря большим резервам мощности и быстрому охлаждению она стала изделием экстра-класса для сложных стандартизированных климатических испытаний.
9020-0416	Binder [29566]	Климатическая камера KBF-S ECO 240	Климатическая камера KBF-S ECO 240 на элементах Пельете - является одной из самых энергоэффективных климатических камер с постоянным климатом на рынке благодаря термоэлектрической технологии охлаждения с запатентованным отводом тепла. Технология термоэлектрического охлаждения означает, что серия KBF-S ECO работает очень тихо.
9020-0418	Binder [29566]	Климатическая камера KBF-S ECO 720	Климатическая камера KBF-S ECO 720 на элементах Пельете - является одной из самых энергоэффективных климатических камер с постоянным климатом на рынке благодаря термоэлектрической технологии охлаждения с запатентованным отводом тепла. Технология термоэлектрического охлаждения означает, что серия KBF-S ECO работает очень тихо.

9020-0419	Binder [29566]	Климатическая камера KBF-S ECO 1020	Климатическая камера KBF-S ECO 1020 на элементах Пельете - является одной из самых энергоэффективных климатических камер с постоянным климатом на рынке благодаря термоэлектрической технологии охлаждения с запатентованным отводом тепла. Технология термоэлектрического охлаждения означает, что серия KBF-S ECO работает очень тихо.
9020-0406	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МК 400	Серия МК Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры. Камера BINDER серии МК подходит для любых испытаний с нагревом и охлаждением в диапазоне от -40 °C до 180 °C. МК при проведении испытаний на циклическое воздействие температур является разумной альтернативой дорогостоящим индивидуальным решениям.
9020-0407	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями МК 1020	Серия МК Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры. Камера BINDER серии МК подходит для любых испытаний с нагревом и охлаждением в диапазоне от -40 °C до 180 °C. МК при проведении испытаний на циклическое воздействие температур является разумной альтернативой дорогостоящим индивидуальным решениям.
9020-0408	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKF 400	Серия MKF Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKF идеально подходит для любого испытания на морозостойкость или теплостойкость по распространенным стандартам испытания температуры и климата согласно DIN и IEC. Камеры удобны в эксплуатации, широкий набор принадлежностей стандартной комплектации будет весьма полезным в работе.

9020-0409	Binder [29566]	Климатическая камера с переменными условиями MKF 1020	<p>Серия MKF Климатические камеры с переменными климатическими условиями для быстрой смены температуры с регулировкой влажности. Камера для моделирования условий окружающей среды BINDER серии MKF идеально подходит для любого испытания на морозостойкость или теплостойкость по распространенным стандартам испытания температуры и климата согласно DIN и IEC. Камеры удобны в эксплуатации, широкий набор принадлежностей стандартной комплектации будет весьма полезным в работе.</p>
-----------	----------------	---	--