

Артикул	Бренды	Название	Описание
nitrat-test	Петролазер [52173]	Нитратомер портативный «Нитрат-Тест»	Нитратомер портативный Петролазер «Нитрат-Тест» предназначен для измерения массовой концентрации и активности нитратов и ионов в водных растворах и плодоовощной продукции арбитражным и экспрессным методами. Имеет мембранную клавиатуру, матричный дисплей.
gastros-6m	Петролазер [52173]	Аппарат для выделения личинок трихинелл «Гастрос - 6М»	Аппарат для выделения личинок трихинелл Петролазер «Гастрос - 6М» - предназначен для выделения личинок трихинелл методом группового переваривания в искусственном желудочном соке. Аппарат реализует методику исследования на трихинеллез, утвержденную Департаментом Ветеринарии.
filin-led	Петролазер [52173]	Люминоскоп «Филин LED»	Люминоскоп Петролазер «Филин LED» - прибор предназначенный для определения качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, СЭС, торговыми и перерабатывающими предприятиями.