

| Артикул | Бренды | Название | Описание |
|---------------|--------------------|--|---|
| miktron-107 | Петролазер [52173] | Микроскоп биологический бинокулярный Миктрон 107 | Биологический микроскоп Петролазер Миктрон 107 – это бинокулярный микроскоп, предназначенный для визуального наблюдения с помощью бинокулярной насадки объектов в области биологии, химии, медицины. |
| SZ61 | Olympus [29585] | Микроскоп медицинский стереоскопический SZ61 | Стереомикроскоп с адаптером для установки цифровой камеры Olympus SZ61/SZ61TR. Базовое увеличение до 45 крат, при использовании окуляров 10x, без дополнительного объектива. Микроскоп подходит как для технических работ (пайка, реставраци), так и для биологического применения с возможностью оперативной фотофиксации препаратов и образцов. Внимание! У микроскопа имеется медицинская регистрация в Республике Беларусь. |
| SZX-ZB7-Set | Olympus [29585] | Микроскоп стереоскопический SZX-ZB7, Olympus, Япония, SZX-ZB7-Set | Стереомикроскоп с улучшенной оптикой и зумом 7:1 |
| N4244100 | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модели: IX73P1F | Микроскоп Olympus IX73 - современный исследовательский инвертированный микроскоп для визуализации клеток. |
| N4244000 | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модели: IX73P2F | Микроскоп Olympus IX73 - современный исследовательский инвертированный микроскоп для визуализации клеток |
| N5205100 | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модели: IX83P1ZF | Микроскоп Olympus IX83 - полностью моторизованный исследовательский инвертированный микроскоп, соответствующий всем требованиям, необходимым для точных исследовательских работ. |
| N5205000 | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модели: IX83P2ZF | Микроскоп Olympus IX83 - Полностью моторизованный исследовательский инвертированный микроскоп соответствует всем требованиям, необходимым для точных исследовательских работ. |
| SZX2-ZB10-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модели: SZX2-ZB10, SZX2-ZB10-Set | Стереомикроскоп Olympus SZX10 – исследовательский стереомикроскоп, разработан для рутинных исследований. |
| SZX2-ZB16-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модели: SZX2-ZB16, SZX2-ZB16-Set | Olympus SZX16 - стереомикроскоп по схеме Аббе (или еще называют по схеме Галлилея (Galileo type)), предназначенный для исследования объемных объектов, когда основными требованиями являются: |
| BX46F-BF-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модель BX46F, BX46F-BF-Set | Микроскоп Olympus BX46 является уникальным микроскопом для гистологических и цитологических исследований. |

| | | | |
|----------------|-----------------|---|---|
| BX53F-BF-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модель BX53F, BX53F-BF-Set | Olympus BX53 новая модель исследовательского микроскопа. Разработан для выполнения широкого спектра научных лабораторных задач, обладает модульной конструкцией, может работать с любыми современными методами контрастирования |
| BX63F-BF-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модель BX63F, BX63F-BF-Set | Микроскоп Olympus BX63 – это полностью моторизованная модель микроскопа Olympus BX53, обладающая всеми его высококачественными оптическими возможностями |
| CKX53SF-BF-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модель CKX53SF, CKX53SF-BF-Set | Микроскоп медицинский инвертированный СКХ для лабораторных исследований, с принадлежностями |
| N4248500 | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модель IX53P1F | Микроскоп Olympus IX53 разработан для выполнения разнообразных рутинных и исследовательских задач, включая методы флуоресценции. |
| N5671700 | Olympus [29585] | Микроскоп Olympus CX23 со светодиодным осветителем | Уникальные функции микроскопа CX23, разработанные для удобства эксплуатации, идеально соответствуют требованию образовательной среды. Этот экономичный микроскоп обеспечивает легкую и безопасную работу в течение всего рабочего процесса, обеспечивая превосходные оптические характеристики с большим полем зрения. Кроме того, встроенный источник света LED обеспечивает равномерное и стабильное освещение препаратов в течение длительного времени при низком потреблении энергии. |
| N5195000 | Olympus [29585] | Микроскоп прямой CX41 для лабораторных исследований | Микроскоп прямой CX41 для лабораторных исследований с принадлежностями, Olympus, N5195000. Микроскоп снят с производства. Но есть в наличии 1 шт б/у. Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения более подробной информации. |
| BX43F-BF-Set | Olympus [29585] | Микроскопы для лабораторных исследований: модель BX43F, Olympus Corporation, Япония, BX43F-BF-Set | Микроскопы для лабораторных исследований: модель BX43F, Olympus Corporation, Япония, BX43F-BF-Set. Внимание! У микроскопа имеется Регистрационное Удостоверение МЗ в Республике Беларусь и Республике Казахстан. |
| olympus_SZX7 | Olympus [29585] | Микроскоп Olympus SZX7 с системой Галилея | Стереомикроскоп Olympus SZX7 обеспечивает оптимальное изображение любого объекта благодаря оптической системе Галилея в комбинации с объективами (DF), отличающимися отсутствием дисторсии и максимально возможными числовыми апертурами (NA). |