

Артикул	Бренды	Название	Описание
CytoFocus	Healicom [52124]	Проточный цитометр Cytofocus	Проточный цитометр серии CytoFocus стандартно поставляется с синим (488 нм) и красным (638 нм) лазером, имеет 4, 6 или 8 флуоресцентных каналов. С помощью прибора можно осуществить такие анализы как анализ субпопуляций (ТВНК) и абсолютное количество клеток CD4, обнаружение цитокинов, обнаружение HLA-B27, иммунофенотипирование лейкемии/лимфомы, нейтрофилов CD64, подсчет гемопоэтических стволовых клеток, обнаружение сперматозоидов и анализ ploидности ДНК и т.д.
CytoFLEX	Beckman Coulter [29565]	Проточный цитометр CytoFLEX	Проточные цитометры серии CytoFLEX, S, LX предназначены для решения широкого спектра научных задач: от 1 до 6 лазеров, до 21 флуоресцентного канала. Опционально возможно установить автосемплер