

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-010152-AAG	Biosan [29569]	Мини-рокер шейкер MR-1	Мини-рокер-шейкер MR-1 обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы, идеально подходит для отмывки мини-гелей после электрофореза, для проведения Нозерн-, Саузерн-, Вестерн-блоттинга.
BS-010130-AAI	Biosan [29569]	Рокер-шейкер MR-12	Рокер-шейкер MR-12 обеспечивает как мягкое, так и интенсивное перемешивание растворов или питательных сред в сосудах или пластиковых мешках, размещенных на его платформе.
BS-010151-AAG	Biosan [29569]	Мини-шейкер ("Sunflower" типа) 3D	Мини-шейкер 3D типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции блот-гибридизации.
BS-010125-AAG	Biosan [29569]	Программируемый Мини-шейкер ("Sunflower" типа) Multi Bio 3D	Мини-шейкер 3D типа Sunflower обеспечивает регулируемое 3-плоскостное мягкое вращение платформы и предназначен для перемешивания образцов крови в пробирках, для окрашивания, проявления мини-гелей, отмывки образцов и реакции блот-гибридизации.
BS-010108-AAG	Biosan [29569]	Орбитальный шейкер OS-20	Орбитальный настольный шейкер OS-20 осуществляет орбитальное вращение платформы.
BS-010144-AAN	Biosan [29569]	Орбитальный шейкер PSU-10i	Шейкер PSU-10i обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из пяти (5) разных взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение различных методик и технологий.
BS-010145-ACI	Biosan [29569]	Орбитальный шейкер PSU-20i	Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле.
BS-010216-A03	Biosan [29569]	Шейкер для планшетов и пробирок MPS-1	Высокоскоростной шейкер MPS-1 осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколоночных планшетах и микропробирках.

BS-010155-PSU	Biosan [29569]	Мини-шейкер PSU-2T	Мини шейкер PSU-2T предназначен для иммунологического анализа и обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов в планшетах. Прибор обеспечивает равномерное движение платформы даже при низких скоростях.
BS-010155-RS	Biosan [29569]	Мини-ротатор Bio RS-24	Мини-ротатор Bio RS-24 осуществляет вертикальное вращение платформы.
BS-010118-AAI	Biosan [29569]	Мульти-ротатор Multi RS-60	Мульти-ротатор Multi RS-60 обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле.