

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-010167-A05	Biosan [29569]	Шейкер-инкубатор ES-20/80	Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования.
BS-010111-AAA	Biosan [29569]	Шейкер-инкубатор ES-20	ES-20 — настольный компактный шейкер-инкубатор. Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.
BS-010135-AAA	Biosan [29569]	Шейкер-инкубатор ES-20/60	Шейкер-инкубатор ES-20/60 для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.
Multitron	Infors-HT [29578]	Шейкер-инкубатор Multitron	Шейкер-инкубатор Multitron с контролем температуры и скорости перемешивания (до 400 об/мин), а также функцией таймера – это идеальное решение для основных задач культивирования микроорганизмов. Шейкер-инкубатор имеет одно-, двух-, или трёхярусное исполнение.
Multitron-S	Infors-HT [29578]	Шейкер-инкубатор Multitron Standard	Высокопроизводительный шейкер-инкубатор с возможностью термостатирования до 60 °С; Для культивирования всех типов живых клеток во флаконах, колбах, бутылках, мешках;
Minitron	Infors-HT [29578]	Шейкер-инкубатор Minitron	Minitron рекомендуется использовать в случае, если для установки Multitron Standard/PRO недостаточно пространства. Возможен напольный, настольный, одно- или двухярусный варианты.
Ecotron	Infors-HT [29578]	Шейкер-инкубатор Ecotron	Шейкер-инкубатор со створчатыми (кулисными) дверцами. Компактные размеры, напольное и настольное размещение, сниженное энергопотребление;