

Артикул	Бренды	Название	Описание
jess	ProteinSimple [51228]	Система для проведения Вестерн-блоттинга Jess	Jess — система, которая автоматизирует разделение белков и иммунодетекцию традиционного вестерн-блоттинга, устраняя многие утомительные шаги, и предоставляет вам полностью проанализированные результаты всего за 3 часа.
milo	ProteinSimple [51228]	Система для измерения экспрессии белка Milo	Milo — первая в мире система для проведения вестерн-блота в одной клетке. Milo измеряет экспрессию белка в тысячах отдельных клеток за раз, чтобы вы могли количественно оценить гетерогенность ваших образцов.
wes	ProteinSimple [51228]	Система для проведения Вестерн-блоттинга Wes	Wes позволяет разделять и анализировать белки по размеру от 2-440 кДа и является идеальным решением, если необходимо провести анализ большого количества образцов за короткий период времени.
fluorchem	ProteinSimple [51228]	Система для Вестерн-блоттинг визуализации FluorChem	Сканеры FluorChem обладают универсальностью, которая охватывает множество областей применения, требующих колориметрического обнаружения, хемилюминесценции, УФ-флуоресценции, подсчета колоний, визуализации ДНК и геля.