

Артикул	Бренды	Название	Описание
gemi_xps	Molecular Devices [29584]	Спектрофлуориметр Gemini XPS	Флуориметр XPS оснащен двойным монохроматором, позволяющим установить требуемую длины волны возбуждения и эмиссии флуоресценции.
gemi_em	Molecular Devices [29584]	Спектрофлуориметр Gemini EM	Флуориметр EM оснащен двойным монохроматором, позволяющим установить требуемую длины волны возбуждения и эмиссии флуоресценции.