

Артикул	Бренды	Название	Описание
6749	Corning [29571]	Счетчик и анализатор жизнеспособности клеток CytoSMART	Простая в использовании система визуализации клеточных культур CytoSMART позволяет получать результаты исследований методом светового поля. Прибор может использоваться для наблюдения за клетками в режиме реального времени, для получения фото- и видеоотчета о проделанной работе, документирования и анализа миграций.
mfi	ProteinSimple [51228]	Система для микропотоковой визуализации MFI	MFI компактная система для классификации и изучения частиц потока.
fluorchem	ProteinSimple [51228]	Система для Вестерн-блоттинг визуализации FluorChem	Сканеры FluorChem обладают универсальностью, которая охватывает множество областей применения, требующих колориметрического обнаружения, хемилюминесценции, УФ-флуоресценции, подсчета колоний, визуализации ДНК и геля.