

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-010412-AAA	Biosan [29569]	Термостат типа “Драй-блок” Bio TDB-100	Bio TDB-100 — компактный, удобный в управлении твердотельный термостат, специально разработанный для длительных инкубаций при различных температурах.
BS-010401-PAA	Biosan [29569]	Термостат типа “Драй-блок” TDB-120	Термостат TDB-120 предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока.
BS-010410-BAI	Biosan [29569]	Термостат с функцией охлаждения и нагрева CH-100	Термостат CH-100 является продуктом комбинирования двух популярных инструментов
BS-010418-AK	Biosan [29569]	Блок B2-50	2 гнезда \varnothing 48 мм глубиной 58 мм. Глубина: 58 мм. Вместимость: 2. Диаметр: 48 мм
BS-010418-BK	Biosan [29569]	Блок B10-16	10 гнезд \varnothing 16 мм глубиной 56 мм. Глубина: 56 мм. Вместимость: 10. Диаметр: 16 мм
BS-010418-CK	Biosan [29569]	Блок B6-25	6 гнезд \varnothing 25 мм глубиной 40 мм. Диаметр: 25 мм. Глубина: 40 мм. Вместимость: 6
BS-010418-DK	Biosan [29569]	Блок B23-1.5	23 гнезда для 1.5 мл пробирок глубиной 35 мм. Глубина: 35 мм. Количество пробирок по 1.5 мл: 23
BS-010418-LK	Biosan [29569]	Блок B10-13	10 плоскодонных гнезд \varnothing 13 мм глубиной 30 мм. Глубина: 30 мм. Вместимость: 10. Диаметр: 13 мм
BS-010418-KK	Biosan [29569]	Блок B5-29	5 плоскодонных гнезд \varnothing 29 мм глубиной 40 мм. Глубина: 40 мм. Вместимость: 5. Диаметр: 29 мм.
BS-010418-EK	Biosan [29569]	Блок B18-12	18 гнезд \varnothing 12 мм глубиной 58 мм. Глубина: 58 мм. Вместимость: 18. Диаметр: 12 мм
BS-010418-AAA	Biosan [29569]	Термостат с функцией охлаждения и нагрева CH 3-150	Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+150^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.
BS-010417-AAG	Biosan [29569]	Термостат типа “Драй-блок” для кювет DB-10C	Термостат DB-10C предназначен для термостатирования образцов перед проведением измерений оптической плотности.
BS-010420-AAA	Biosan [29569]	Термостат типа “Драй-блок” для стрипов DB-4S	Термостат DB-4S предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в стрипах (пробирки 0,2 мл), помещенных в гнезда алюминиевого блока.
QBD*	Biosan [29569]	“Драй-блок” термостаты серии QB	Термостаты типа «Драй блок» фирмы Grant Instruments отличаются безопасностью, надежностью, высокая скорость нагрева