

Артикул	Бренды	Название	Описание
BS-010210-TAH	Biosan [29569]	Вортекс MSV-3500	Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.
BS-010203-AAG	Biosan [29569]	Вортекс V-1 plus	Вортекс V-1 plus предназначен для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках. Принцип работы основан на действии виброэксцентрика на пробирку.
BS-010207-AAG	Biosan [29569]	Вортекс V-32	Мульти-вортекс V-32 предназначен для интенсивного перемешивания. V-32, в отличие от V-1, позволяет перемешивать одновременно до 32 пробирок.