

Артикул	Бренды	Название	Описание
NOV018	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® Decontamination liquid, 50мл, NOV018	Деконтаминирующий раствор применяется в разведенном виде в автоматическом комплексе для жидкостной цитологии NPS25 и NPS50. Доступно в концентрированной форме в объеме 50мл. Допускается разведение дистиллированной водой.
NOV024	NOVAprep [51229]	NOVAprep Decantation system, Cervexbrush Combi non-sterile, NOV024	Специально разработанное, с учетом многолетнего опыта в данной области медицины, приспособление для взятия биоматериала.
NOV006N	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep HQ+ Orange Test, NOV006N (1000 наб.)	NOVAprep® HQ+ Orange Test используется для консервации клеточного материала.
NOV016	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® NOVA Stick, 30 мл, NOV016	Novastick® — реагент разработанный для NOVAprep, чтобы оптимизировать адгезию клеточного материала на предметных стеклах. Novastick® поставляется по 30 мл.
NOV013	NOVAprep [51229]	Ридер NOVAprep® шт-к Manual and BarRead for NPS25 and NPS50, NOV013	Ридер штрих-кодов Manual and Barcode Reader for NPS25 and NPS50, NOVAprep®, NOV013
NOV007N	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® HQ+ Gray, 1 уп, NOV007N	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® HQ+ Gray, 1 уп, NOV007N
NOV032-B	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® HQ+ Orange KIT, 1 уп., NOV032-B	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® HQ+ Orange KIT, 1 уп., NOV032-B
NOV023N	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep® HQ+ Pres. Solution, 1л, NOV023N	NOVAprep® Preservation Solution решение, специально разработанное для сохранения материала. Поставляется в емкостях по 1л. NOVAprep® Preservation solution используется в качестве смешивающегося промывочного раствора. Необходим для промывки осевших гранул и для уменьшения отложений мелких частиц (красные кровяные тельца), чтобы сократить фоновые шумы на исследуемых слайдах. Это же решение используется в NOVAprep® HQ+ vials.
NOV029	NOVAprep [51229]	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: NOVAprep Slide, NOV029	Реагенты для жидкостной цитологии в составе: Novaprep Slide, NOV029